

TEVAN® MILK EUCAMINT

Geconcentreerde geurstof voor stoombaden

Het product

Geconcentreerde geurstof van natuurlijke oliën. Tevan® Milk Eucamint zorgt voor een bijzonder frisse aangename eucalyptus en mintgeur en kan in automatische doseersystemen gebruikt worden in sauna's en wellness accommodaties.

Het verheft het effect van een stoombad, verlicht de ademhaling en stimuleert transpiratie. Melkachtige vloeistof, vervaardigd van natuurlijke oliën.

Eigenschappen

- Melk-achtige vloeistof, vervaardigd van natuurlijke oliën
- Door de combinatie van eucalyptus en mint een bijzonder frisse en aangename geur tijdens het stoombad
- Verheft het effect van het stoombad
- Verlicht de ademhaling en stimuleert de transpiratie.

Dosering & Gebruik

Automatische dosering, doseer-/ injectieapparaat:

Raadpleeg voor dosering de altijd de handleiding van de doseerunit en/of injectieapparaat

Schudden voor gebruik.

Handmatig:

Product alleen verdund gebruiken.

Dosering: max. 15 ml op 1 liter water.

Voordat de verdunde geurstof over de stenen gegoten wordt, dient de kachel op temperatuur te zijn.

Giet niet teveel verdunde geurstof op de stenen; al het water moet direct kunnen verdampen.

Artikelnummers & verpakkingseenheden

6155031

Tevan® Milk Eucamint 4 x 5 ltr. (Doos)

Geurproducten



Productinformatieblad

Tevan® Milk Eucamint

Gerelateerde producten

Tevan® Milk Eucamint is een geurproduct uit de Tevan® productlijn milk producten.

Voor elke toepassing zijn oplossingen met specifieke eigenschappen tegen de mate van vervuiling, neem hiervoor altijd contact met ons op voor advies.



Milk Eucalyptus



Milk Eucamint

Specificaties

Uiterlijk	: melkachtige vloeistof
PH waarde	: pH (20°C): 7 (10% oplossing).
Soortelijk gewicht	: Sg (20°C): 1,00 g/ml.
Bevat	: reukstoffen, emulgatoren, water.

Doseren = besparen

Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd de juiste gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor 1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.

Advies

Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Opslag & Transport

Vorstvrij bewaren.

CLAUSULE

Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen. Aan gezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.

TEVAN
Carefree Clean

Geurproducten

