

TEVAN PANOX® 300

GEBRUIKSKLAAR DESINFECTIEMIDDEL

Algemeen

Gebruiksklaar desinfectiemiddel op basis van waterstofperoxide en perazijnzuur.

Toepassing & Methodiek

Geschikt voor het desinfecteren van alle waterbestendige oppervlakken, apparatuur en leidingsystemen. Toepasbaar in sanitaire ruimten, horeca, recreatiesector, gezondheidszorg, voedselverwerkende industrie, veterinaire sector, drinkwatersystemen, zwembaden enz.

Eigenschappen

- Zelfwerkend
- Krachtig oxiderend
- Laat geen residuen achter
- Toegestaan als middel ter bestrijding van bacteriën, gisten, schimmels en virussen zoals in de toelating 14798N omschreven.

Registraties

- Ctgb 14798N
- Kiwa-ATA K83315
- Halal 1051050729
- Voor andere landen zijn de toelatingsnummers opvraagbaar

Dosering

Tevan Panox® 300 is gebruiksklaar.

Tijdens inwerktijd het te desinfecteren oppervlak voldoende nat houden.

Gebruiksaanwijzing

De te desinfecteren oppervlakken en materialen eerst grondig reinigen en restvervuiling wegnemen d.m.v. bijv. na te spoelen.

Vervolgens Tevan Panox® 300 aanbrengen, min. 5 minuten laten inwerken waarbij het oppervlak voldoende nat moet blijven.

Naspoelen is niet nodig.

Specificaties


- Uiterlijk : kleurloze vloeistof.
Geur : lichtfrisse azijngeur
pH : pH van de oplossing is 2,1

Artikelnummers & verpakkingseenheden

- | | |
|---------|---|
| 4184309 | TEVAN PANOX® 300 (doos 6x750 ml spray) |
| 4184300 | TEVAN PANOX® 300 (doos 6x1 ltr navulfles) |
| 4184301 | TEVAN PANOX® 300 (can 5 ltr) |
| 4184302 | TEVAN PANOX® 300 (can 10 ltr) |
| 4184306 | TEVAN PANOX® 300 (IBC 1000 ltr) |

TEVAN
Carefree Clean

DESINFECTANT



HALAL
gecertificeerd

Productinformatieblad

Tevan Panox® 300

TEVAN
Carefree Clean

Gerelateerde producten

Tevan Panox® 300 is een gebruiksklare oplossing uit de Tevan Panox® productfamilie desinfecteermiddelen. Voor toepassingen waarbij specifieke doelorganismen moeten worden bestreden brengen we graag advies uit, onderbouwd middels certificaten en testrapporten volgens extensieve testen uitgevoerd onder de daartoe vereiste EN-normeringen.



Tevan Panox® 300

Tevan Panox® 1816

Tevan Panox®



Doseren = besparen

Door gebruik te maken van een Tevan® multimix doseerunit heeft u altijd de juiste gebruiksklare oplossing. De doseerunit wordt afgesteld op uw specifieke situatie. U gaat besparen op productgebruik, overdoseren is verleden tijd. Ook geschikt voor gebruiksklare producten uit grotere verpakkingen middel 1:1 dosering.

Uw doseerunit wordt gepersonaliseerd naar de producten welke u gebruikt, ook kan de doseerunit van uw eigen logo worden voorzien.



Advies

Elke situatie is uniek en heeft bepalende factoren voor de toe te passen producten. Onze productspecialisten adviseren u graag om de beste resultaten voor uw toepassing te garanderen. Neem bij twijfel of een specifieke uitdaging altijd contact met ons, we zijn u graag van dienst.

Opslag

Vorstvrij bewaren.

CLAUSULE

Als men zich nauwkeurig houdt aan de gebruiksaanwijzing zal men steeds tot uitstekende resultaten komen. Aangezien het product echter buiten onze controle in voorraad is en verwerkt wordt, wijzen wij elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de eventuele gevolgen die kunnen ontstaan door het gebruik.

! Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

